


pehamed

PAS 1054

Test Phantom for Digital Mammography



**Grundphantom 40 mm
mit PMMA-Keil**



**40 mm basic test phantom
with PMMA step wedge**

**Grundphantom 40 mm
mit Aluminium-Keil**



**40 mm basic test phantom
with aluminium step wedge**

**Zusatzplatten (Schwächungskörper)
6 mm, 10 mm, 20 mm.**

**Optional 20 mm Zusatzplatte
mit den Abmaßen 24 x 30 cm.**

**Strukturplatte 6 mm mit drehbarem
Bleistrichraster 5,6,7,8,10 Lp/mm.**




6/10/20 mm Absorption Plates

**Optional 24 x 30 cm
20 mm Absorption Plate**

**Structure Plate 6 mm with rotatable
5/6/7/8/10 lp/mm lead line resolution
test pattern**

Testeinsätze

- Testeinsatz PMMA 6 mm
- Testeinsatz HK 6 mm PMMA halbseitig
mit Metall abgeschirmt
- Testeinsatz KRV 6 mm PMMA mit 0,1 mm
Aluminium überlagert



Test Plates

- 6 mm PMMA Test Plate
- 6 mm PMMA Test Plate HK
with 50 % steel-covered surface
- 6 mm PMMA Test Plate KRV
with 0.1 aluminium covering



Testeinsatz A+KP/KP

- Testeinsatz A+KP-MDP :
Mammo-Detail mit Goldplättchen
- Testeinsatz KP-MDP :
Mammo-Detail ohne Goldplättchen



Test Plates A+KP/KP

- A+KP-MDP TEST PLATE
(with gold-plated
mammo detail test objects)
- KP-MDP TEST PLATE
(w/o gold-plated
mammo detail test objects)

Prüfkörper für die Digitale Mammographie



PAS 1054

Prüfkörper für die Digitale Mammographie

Der Prüfkörper erfüllt alle Anforderungen an Abnahme- und Konstanzprüfung gemäß PAS 1054 und ist in den jeweiligen Zusammenstellungen lieferbar.

Test Phantom for Digital Mammography

The PAS 1054 Mammography Phantom fulfills all of the requirements of the acceptance and constancy tests per PAS 1054 and is available in the corresponding configurations.



- Grundphantom 40 mm mit PMMA - Stufenkeil
- Grundphantom 40 mm mit Aluminium - Stufenkeil
- Strukturplatte 6 mm mit drehbarem Bleistrichraster 5,6,7,8,10 Lp/mm
- Testeinsatz HK 6 mm PMMA halbseitig mit Metall abgeschirmt
- Testeinsatz PMMA 6 mm
- Testeinsatz A+KP-MDP (Mammo-Detail mit Goldplättchen)
- Testeinsatz KP-MDP (Mammo-Detail ohne Goldplättchen)
- Testeinsatz KRV 6 mm PMMA mit 0,1 mm Al überlagert
- 6 / 10 / 20 mm Zusatzplatten (Schwächungskörper)



- 40 mm Basic Test Phantom with PMMA step wedge
- 40 mm Basic Test Phantom with aluminium step wedge
- 6 mm structure plate with rotatable 5/6/7/8/10 lp/mm lead line resolution test pattern
- HK 6 mm PMMA Test Plate with 50 % steel-covered surface
- 6 mm PMMA Test Plate
- A+KP-MDP Test Plate (with gold-plated mammo detail test objects)
- KP-MDP Test Plate (w/o gold-plated mammo detail test objects)
- KRV 6 mm PMMA Test Plate with 0.1 mm aluminium covering
- 6 / 10 / 20 mm Absorption Plates

pehamed